kevisport
Tel. 0 601 377 054
kevis@kevisport.pl
www.kevisport.pl

MARINE POOL
SPIRIT OF THE OCEAN
Tel. 0 721 127 721
sztormiak@sztormiak.eu
www.sztormiak.eu

Instrukcja użytkowania deski ortopedycznej KSP

1. Przeznaczenie

Deska ortopedyczna służy do bezpiecznego transportu osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa, miednicy i urazów wielonarządowych.
Deska powinna być stosowana wraz z innymi pomocniczymi przyrządami unieruchamiającymi.

2. Zalecenia i ostrzeżeni

Deska ortopedyczna tak jak inne przyrząd służące do unieruchamiania poszkodowanych z podejrzeniem urazu kręgosłupa może być używana wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby.
Przed każdym użyciem należy skontrolować deskę ortopedyczną oraz pozostałe akcesoria.

3. Instrukcja użytkowania

-Unieruchomić odcinek szyjny kręgosłupa.
-Ułożyć poszkodowanego na desce, przy pomocy odpowiedniej ilości osób.
-Przypiąć poszkodowanego pasami do deski w sposób wykluczający przemieszczenie się pacjenta w jakimkolwiek kierunku.
-Za pomocą stabilizatora głowy ustalić pozycję głowy pacjenta na desce ortopedycznej.

Niniejsza instrukcja nie jest poradą w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Należy przestrzegać obowiązujących procedur w zakresie technik unieruchamiania poszkodowanych.

4. Czyszczenie i dezynfekcja

Wyrób niesterylny.
Deska ortopedyczna nie absorbuje płynów i jest łatwa do mycia.
Po każdym użyciu konieczne jest umycie i dezynfekcja deski.
Myć letnią wodą z dodatkiem detergentu przy pomocy nasączonej gąbki.
Aby dokonać dezynfekcji/sterylizacji należy używać powszechnie stosowanych płynów przeznaczonych do sterylizacji sprzętu medycznego.

Należy bezwzględnie przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów, norm i wytycznych obowiązujących na terenie kraju dotyczących sterylizacji i dezynfekcji. W przypadku mycia chemicznego należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta środka chemicznego. Przestrzegać czasu i koncentracji.

5. Gwarancja

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
Zmiany barwy, zaplamienia wynikające z normalnej eksploatacji natury kosmetycznej, które nie wpływają na walory eksploatacyjne deski ortopedycznej są wyłączone z okresu gwarancji.

6. Dane techniczne

- Długość 182 cm.
- Szerokość 45 cm.
- Wysokość 6,5 cm.
- Waga 7,2 kg.
- Nośność 159 kg.
- Wykonana z tworzywa sztucznego, zmywalna.
- Przepuszczalna dla promieni X, MRI, CT.
- Mocowanie pasów 7 na stronę.
- Odległość uchwytów od podłoża 3,5 cm.
- Zwężenie końca dystalnego.
- Dodatnia pływalność.
- Uchwyty transportowe umożliwiają wygodny i bezpieczny uchwyt w rękawicach.
- Kompatybilna z większością stabilizatorów głowy.

Deska ortopedyczna – produkt zgłoszony (Kod PL/CA01) w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Deska ortopedyczna oraz unieruchomienie głowy klockowe są urządzeniami medycznymi Class1 odpowiadającymi zasadniczym wymogom opisanym w aneksie I i VII (Medical Device Directiv) do Dyrektywy Rady 93/42/EWG (z uwzględnieniem 2007/47/EC).

Producent P.R.China

04-063 WARSZAWA, UL. BIAŁOWIESKA 7/9
Tel. 0 22 875 04 34, fax 0 22 875 04 33
NIP 521-206-18-94